



Microscopio biologico digital multifuncion binocular/trinocular 4X-100X

pack ✓ · 1

Microscopio biológico; Cabezal: Binocular Siedentopf, inclinado a 30°, giratorio 360°; distancia interpupilar 48~75mm; Iluminación: LED de brillo ajustable.

Código: B2-01-010597.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack ✓ · 1 B2-01-010597.1
Si tema óptico - Si tema óptico infinito	/
Cabezal de visualización - Cabezal de visión binocular Siedentopf, inclinado 30°, Rotación de 360°, interpupilar 48~75 mm	✓
Cabezal de visualización - Cabezal de visualización trinocular Siedentopf, inclinado a 30°, Rotación de 360°, interpupilar 48~75 mm	●
Ocular - WF10X/18	✓
Ocular - P16X/11	●
Ocular - WF10X/20	\
Ocular - WF15x/16	\
Objetivo - Objetivo acromático 4X, 10X, 40X, 100X	✓
Objetivo - Objetivo acromático emiplano 4X, 10X, 40X, 100X	●
Objetivo - Objetivo acromático infinito 4X, 10X, 40X, 100X	●
Objetivo - Objetivo acromático emiplano infinito 4X, 10X, 40X, 100X	●
Objetivo - Objetivo acromático de plano infinito 4X, 10X, 40X, 100X	\
Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple	✓
Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple invertido	\
Revólver portaobjetivo - Revólver quintuple invertido	\
Enfoque - Ajuste coaxial grueso y fino, división fina de 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm por rotación, recorrido fino de 0,2 mm por rotación, rango de movimiento de 20 mm	✓
Escenario - Etapa mecánica de doble capa: 132*142 mm, rango de movimiento: 75*40 mm	✓
Escenario - Escenario rectangular de 230*150 mm, rango de movimiento: 78*54 mm, utilizando la perilla de control coaxial X/Y en posición baja	\
Condensador - Condensador Abbe NA1.25 con diafragma de apertura	✓
Iluminación - Iluminación S-LED II, brillo ajustable	✓
Iluminación - Lámpara halógena de 12 V/20 W, brillo ajustable.	●
Iluminación - Iluminación Kohler	\
Fuente de alimentación - 110~220 V, 50/60 Hz	✓
Accesorio - Adjuntar foto, adjuntar video	●

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack ✓ · 1 B2-01-010597.1
Acce orio - Conden ador de campo o curo	\
Acce orio - Juego de polarización, kit de contra te de fa e	\
Tamaño del paquete - 323*264*440 mm (B2-01-010597.1), 380*260*510 mm (B2-01-010597.2)	✓
Pe o bruto - 6,5 kg (B2-01-010597.1), 10 kg (B2-01-010597.2)	✓

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)