



Microscopio biológico con cámara incorporada

1

Código: B2-01-010607.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010607.1
Modelo	B2-01-010607.1
Cabezal de visualización	Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30°, Distancia interpupilar 48~75 mm ; ✓ ; ✓
Cámara Sistema	Pixel válido ; 1280*1024 (1,3 millones de píxeles) ; ✓ ; /
1600*1200 (2,0 millones de píxeles)	● ; /
2048*1036 (3,0 millones de píxeles)	● ; ✓
2052*1944 (5,0 millones de píxeles)	/ ; ●
Modo de salida	USB 2.0 ; ✓ ; ✓
Sistema operativo	version 7/8 2000/XP/VISTA ; ✓ ; ✓
programa	Imagen de alcance 9.0 ; ✓ ; ✓
Rango del campo de visión	>90%(B2-01-010607.1); 18 mm(B2-01-010607.2) ; ✓ ; ✓
ocular	WF10X/18 ; ✓ ; ✓
P16X/11	● ; /
Ocular de campo extra ancho EW10X/20 con ajuste de dioptrías	/ ; ●
Objetivo	Objetivo acromático 4X, 10X, 40X, 100X ; ✓ ; /
Objetivo acromático de plano infinito 4X, 10X, 40X, 100X	/ ; ✓
Objetivo de fase acromática de plan infinito 10X, 20X, 40X, 100X	/ ; ●
Objetivo de campo oscuro de aceite con diafragma iris 100X (NA 0,36 ~ 1,25)	/ ; ●
Revólver portaobjetivos	Revólver cuádruple invertido ; ✓ ; /
revólver quintuple	/ ; /
Revólver cuádruple	/ ; ✓
Escenario	Platina mecánica de doble capa de 140 x 140 mm y rango de movimiento de 75 x 50 mm. ; ✓ ; ✓
Condensador	Abbe NA1.20 con diafragma de iris y filtro ; ✓ ; /
Condensador oscilante NA0.9/0.25	/ ; ✓
Condensador de contraste de fases de torreta	/ ; ●
Condensador de campo oscuro (seco)	/ ; ●
Condensador de campo oscuro (aceite)	/ ; ●
Enfoque	Sistema de ajuste coaxial grueso y fino, rango de 24 mm, división fina de 0,004 mm ; ✓ ; /



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)