

Espectrofotometro UV/VIS de microvolumen 190-1100 nm

0.02~300(10mm)

Espectrofotometro UV/VIS de microvolumen; Rango de absorbancia: 0,02~300(10mm); Consumo: 24W; Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm: 200*130*136

Código: B2-01-010628.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	0.02~300(10mm) B2-01-010628.1
Capacidad mínima de muestra	0.5µl
Distancia óptica ultramicro	1mm/0.2mm
Longitud de onda total	190~1100nm
Longitud de onda de barrido	190~850nm
Exactitud de longitud de onda	1nm
Resolución de longitud de onda	≤0.3nm(FWHM @ Hg 253.7nm)
Exactitud de absorbancia	2%(0.76@257nm)
Resolución de absorbancia	0.002Abs(1mm)
Rango de absorbancia	0.02~300(10mm)
Exactitud de la prueba	0.1~5 Abs.±0.1 Abs 5~80 Abs.±2%
Tiempo de prueba	5s
Detector	Arreglo lineal CCD de 3648 píxeles
Fuente de luz	Lámpara de flash de xenón
Material de la plataforma de prueba de muestras	Acero inoxidable 304 y cuarzo
Accesorios estándar	• CD del software controlador 1 unidad • Cable de alimentación 1 unidad • Adaptador de corriente 1 unidad
Consumo de potencia	24W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	200*130*136
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm	310*310*310
Peso neto (kg)	2
Peso bruto (kg)	5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)