



Microscopio biológico de fluorescencia ocular 10x/22 mm, cabezal trinocular

Código: B2-01-010634

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico de fluorescencia es un instrumento de imágenes avanzado diseñado para el análisis de alta precisión de muestras biológicas bajo iluminación de fluorescencia.

Especificaciones técnicas

Especificación	13,3 kg
Ocular	WF10x/22 mm
Ver la cabeza	Cabezal de visualización trinocular con bisagra inclinado a 30°
Objetivo	Objetivo acromático de plano infinito 4x, 10x, 40x, 100x
Accesorio de fluorescencia	E estándar: Azul (B) excitación: 460~490 nm Opcional: Excitación verde (G): 510~550 nm Excitación ultravioleta (UV): 330~380 nm Excitación azul-ultravioleta (BU): U: 330~380 nm; B: 460~490 nm Excitación ultravioleta azul-verde (BGU): U: 330~380 nm; B: 460~490 nm; G: 510~550 nm
Sistema de enfoque	Enfoque coaxial grueso y fino con dispositivo de bloqueo y límite, valor de ajuste fino 2 µm, recorrido de movimiento grueso o por círculo 40 mm, recorrido de movimiento fino por círculo 0,2 mm, rango de enfoque 24 mm
Revólver portaobjetivo	E estándar: revólver interno de 4 orificio ; Opcional: revólver de 5 orificio
Escenario	Plataforma móvil de doble capa (tamaño: 210 mm x 140 mm, rango de movimiento: 76 mm x 50 mm)
Sistema de iluminación transmitida	Condensador Abbe NA1.25, LED blanco, brillo ajustable
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto)	485*340*640 mm
Peso bruto	13,3 kg

Aplicaciones

Microscopio biológico de fluorescencia: la compra se decide principalmente por ocular: wf10x/22 mm y ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30°.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es ocular: wf10x/22 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30°.

Adecuado cuando la especificacion requerida es objetivo: objetivos acromáticos de plano infinito 4x, 10x, 40x, 100x.

Criterios de compatibilidad

Verifique ocular: wf10x/22 mm antes de confirmar la compra.

Verifique ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30° antes de confirmar la compra.

Verifique objetivo: objetivos acromáticos de plano infinito 4x, 10x, 40x, 100x antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si ocular: wf10x/22 mm y ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30° coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)