



Microscopio biologico binocular/trinocular 4X-100X

Binocular, sin sistema de imagen

Microscopio biológico; Sistema óptico: Óptica al infinito; Cabezal: Binocular sin compensación, inclinación de 30°, giro de 360°, distancia interpupilar de 48-75mm; Platina: Mecánica de 140×160mm; recorrido de 76×40mm; Iluminación: LED con brillo ajustable; Alimentación: AC85-240V, 50/60Hz; Peso neto: 9kg

Código: B2-01-010635.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Binocular, sin sistema de imagen B2-01-010635.1
Sistema óptico	Sistema óptico infinito
Cabezal de observación	Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48~75mm
Ocular	WF10X/22mm, WF16X/15mm(opcional)
Objetivo acromático plano infinito (1)	4X N.A=0.10 WD=20.00mm
Objetivo acromático plano infinito (2)	10X N.A=0.25 WD=13.50mm
Objetivo acromático plano infinito (3)	40X N.A=0.65 WD=0.68mm
Objetivo acromático plano infinito (4)	100X(aceite) N.A=1.25 WD=0.20mm
Enfoque	Sistema coaxial de ajuste macro/micrométrico, recorrido 30mm, división fina 0.002mm
Platina	Platina mecánica 140*160mm, rango de desplazamiento 76*40mm
Condensador	Condensador Abbe NA1.25 centrable con diafragma de iris/filtro
Iluminación	Lámpara LED, brillo ajustable
Filtro	Amarillo, verde, azul
Sistema de imagen	No
Alimentación eléctrica	AC85~240V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	410*260*525mm
Peso neto	9kg
Peso bruto	11kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)