



Microscopio biológico de fluorescencia ocular 10x/22 mm, cabezal binocular

Código: B2-01-010636

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico de fluorescencia es un instrumento de imágenes avanzado diseñado para el análisis de alta precisión de muestras biológicas bajo iluminación de fluorescencia.

Especificaciones técnicas

Especificación	Pieza na al de 5 agujero - 16 kg; 2,3 kg
Ocular	WF10x/22 mm
Ver la cabeza	Cabezal de visualización binocular, rango de ajuste de distancia interpupilar: 53 ~ 75 mm
Objetivo	Objetivo plano acromático 4x Plan de trabajo a larga distancia objetivo 10x Objetivo del plan de trabajo a larga distancia 40x Objetivo de contraste de fase plan de larga distancia de trabajo 10xPH Objetivo de contraste de fase plano de larga distancia de trabajo 20xPH Objetivo de contraste de fase de plan de larga distancia de trabajo 40xPH (opcional)
Accesorio de fluorescencia	Estandar: Ultravioleta (UV) EX: 375/28 nm; DM: 415 nm; EM: 460/50 nm Azul (B) EX: 470/40 nm; DM: 505 nm; EM: 535/40 nm Verde (G) EX: 530/40 nm; DM: 565 nm; EM: 605/55 nm
Sistema de enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, equipado con dispositivo de límite y dispositivo de bloqueo, volante de enfoque coaxial en posición baja, valor del volante de ajuste fino 2 µm, recorrido de enfoque 11 mm
Revólver portaobjetivo	Pieza na al de 5 agujero
Escenario	(1) Tamaño de escenario fijo: 227*208 mm; movimiento mecánico, rango de movimiento: 135*77 mm (2) Placa de escenario redonda transparente: anillo exterior φ118 mm, anillo interior φ68 mm (3) Tamaño de la ranura interior del soporte de la placa de cultivo: 86 x 129,5 mm, adecuado para placa de cultivo redonda de φ90 mm (4) Equipado con abrazadera de muestra universal: tamaño exterior 128*86 mm; especificación de ranura interior: 82*56 mm, 77*33 mm, 77*26 mm, también adecuado para placa de cultivo de φ35 mm, φ50 mm, φ60 mm, φ68 mm (5) Placa giratoria (opcional)
Sistema de iluminación	Sistema de iluminación de campo claro: Fuente de luz LED de 9 W de duración ultra larga con una vida útil de más de 20.000 horas y brillo ajustable. Sistema de iluminación fluorescente: fuente de luz fría LED con brillo regulable de forma continua.
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto)	485*340*640 mm; 364*304*155 mm
Peso bruto	16 kg; 2,3 kg

Aplicaciones

Microscopio biológico de fluorescencia: la compra se decide principalmente por ocular: wf10x/22 mm y ver la cabeza: cabezal de visualización binocular, rango de ajuste de distancia interpupilar: 53 ~ 75 mm.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es ocular: wf10x/22 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ver la cabeza: cabezal de visualización binocular, rango de ajuste de distancia interpupilar: 53 ~ 75 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es objetivo: objetivo plano acromático 4x plan de trabajo a larga distancia objetivo 10x objetivo del plan de trabajo a larga distancia 40x objetivo de contraste de fases plan de larga distancia de trabajo 10xph objetivo de contraste de fases plano de larga distancia de trabajo 20xph objetivo de contraste de fase de plan de larga distancia de trabajo 40xph (opcional).

Criterios de compatibilidad

Verifique ocular: wf10x/22 mm antes de confirmar la compra.

Verifique ver la cabeza: cabezal de visualización binocular, rango de ajuste de distancia interpupilar: 53 ~ 75 mm antes de confirmar la compra.

Verifique objetivo: objetivo plano acromático 4x plan de trabajo a larga distancia objetivo 10x objetivo del plan de trabajo a larga distancia 40x objetivo de contraste de fases plan de larga distancia de trabajo 10xph objetivo de contraste de fases plano de larga distancia de trabajo 20xph objetivo de contraste de fase de plan de larga distancia de trabajo 40xph (opcional) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si ocular: wf10x/22 mm y ver la cabeza: cabezal de visualización binocular, rango de ajuste de distancia interpupilar: 53 ~ 75 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)