



Microscopio biológico digital ocular 10x/22 mm

Código: B2-01-010637

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico es un instrumento óptico de precisión que se utiliza para observar secciones biológicas, cultivos de células, bacterias y tejidos vivos, precipitación de fluidos, etc. También permite observar otros objetos transparentes o translúcidos, así como polvo, partículas finas y otros. Se utiliza en unidades médicas y sanitarias, universidades e institutos de investigación para la observación de microorganismos, células, bacterias, cultivos de tejidos, suspensiones y sedimentos, y permite observar continuamente el proceso de reproducción y división celular y bacteriana en un medio de cultivo. Se utiliza ampliamente en citología, parasitología, oncología, inmunología, ingeniería genética, microbiología industrial, botánica y otros campos.

El microscopio biológico es un instrumento óptico de precisión utilizado para observar secciones biológicas, células biológicas, bacterias, cultivos de tejidos vivos, precipitados fluidos y otros objetos transparentes o translúcidos, además de polvo y partículas finas. Se utiliza en unidades médicas y de salud, universidades e institutos de investigación para observar microorganismos, células, bacterias, cultivo de tejidos, suspensiones y sedimentos, y permite observar procesos de reproducción y división celular o bacteriana en medio de cultivo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	WF10X/22mm - 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil) - Blue, yellow, green
View Head	Compensation free binocular head, Inclined at 30°, 360° rotatable, Interpupillary 55~75mm
Eyepiece	WF10X/22mm
Infinite Plan Achromatic Objective	4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
Focusing	Coaxial Coarse/Fine Adjustable System, Range 30mm, Fine Division 0.002mm
Stage	Double Layers Mechanical Stage 180*150mm, Moving Range 75*50mm
Condenser	Abbe NA1.25 centerable condenser with Iris Diaphragm/Filter
Illumination	Halogen lamp 6V/20W, Kohler illumination, brightness adjustable
Filter	Blue, yellow, green
Imaging System	3M CMOS
Power Supply	AC85~240V, 50/60Hz
Package Size	380*300*580mm
Gross Weight	8.4kg

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Analizador de inmunoensayo, Rango 1.25 C: la compra se decide principalmente por ver la cabeza: cabeza binocular sin compensación, inclinada a 30°, giratoria 360°, interpupilar 55~75 mm y ocular: wf10x/22mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es ver la cabeza: cabeza binocular sin compensación, inclinada a 30°, giratoria 360°, interpupilar 55~75 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ocular: wf10x/22mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es plan infinito objetivo acromático: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,aceite).

Criterios de compatibilidad

Verifique ver la cabeza: cabeza binocular sin compensación, inclinada a 30°, giratoria 360°, interpupilar 55~75 mm antes de confirmar la compra.

Verifique ocular: wf10x/22mm antes de confirmar la compra.

Verifique plan infinito objetivo acromático: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,aceite) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si ver la cabeza: cabeza binocular sin compensación, inclinada a 30°, giratoria 360°, interpupilar 55~75 mm y ocular: wf10x/22mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)