



Microscopio biológico con cámara incorporada

Código: B2-01-010638

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico es un tipo de instrumento óptico de precisión que se utiliza para observar secciones biológicas, células biológicas, bacterias y cultivos de tejidos vivos, precipitación de fluidos, etc. También puede observar otros objetos transparentes o translúcidos, así como polvo, partículas finas y otros objetos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack √ · 1	pack √ · 2
Cabezal de visualización - Cabezal binocular incompensación, inclinado a 30°, Distancia interpupilar 48~75 mm	√	√
Cabezal de visualización - Cámara Si tema - Pixel válido - 1280*1024 (1,3 millone de píxele)	√	/
Cabezal de visualización - Cámara Si tema - Pixel válido - 1600*1200 (2,0 millone de píxele)	●	/
Cabezal de visualización - Cámara Si tema - Pixel válido - 2048*1036 (3,0 millone de píxele)	●	√
Cabezal de visualización - Cámara Si tema - Pixel válido - 2052*1944 (5,0 millone de píxele)	/	●
Cabezal de visualización - Cámara Si tema - Modo de salida - USB 2.0	√	√
Cabezal de visualización - Cámara Si tema - Si tema operativo - WINDOWS 7/8 2000/XP/VISTA	√	√

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack √ • 1	pack √ • 2
Cabezal de visualización - Cámara Sistema - Software - Imagen de alcance 9.0	√	√
Cabezal de visualización - Cámara Sistema - Rango del campo de visión - >90%(B2-01-010638.1); 18 mm(B2-01-010638.2)	√	√
ocular - WF10X/18	√	√
ocular - P16X/11	●	/
ocular - Ocular de campo extra ancho EW10X/20 con ajuste de dioptría	/	●
Objetivo - Objetivo acromático 4X, 10X, 40X, 100X	√	/
Objetivo - Objetivo acromático de plano infinito 4X, 10X, 40X, 100X	/	√
Objetivo - Objetivo de fase acromática de plano infinito 10X, 20X, 40X, 100X	/	●
Objetivo - Objetivo de campo o curo de aceite con diafragma iri 100X (NA 0,36 ~ 1,25)	/	●
Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple invertido	√	/
Revólver portaobjetivo - revólver quintuple	/	/
Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple	/	√
Escenario - Platina mecánica de doble capa de 140 x 140 mm y rango de movimiento de 75 x 50 mm.	√	√
Condensador - Abbe NA1.20 con diafragma de iri y filtro	√	/
Condensador - Condensador cilíndrico NA0.9/0.25	/	√
Condensador - Condensador de contraste de fase de torreta	/	●
Condensador - Condensador de campo o curo (eco)	/	●
Condensador - Condensador de campo o curo (aceite)	/	●
Enfoque - Sistema de ajuste coaxial grueso y fino, rango de 24 mm, división fina de 0,004 mm	√	/
Enfoque - Sistema de ajuste coaxial grueso y fino, rango de 20 mm	/	√

Especificación	pack √ · 1	pack √ · 2
Iluminación - LED 3W, brillo aju table	√	/
Iluminación - Lámpara halógena 6 V/20 W, brillo aju table	●	/
Iluminación - Iluminación potente S-LED	/	√
Fuente de alimentación - CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz	√	√
Accesorio - Kit de contraste de fase	●	●
Accesorio - Accesorio de campo oscuro	●	●
Accesorio - Accesorio de polarización	●	●
Tamaño del paquete - 396 x 262 x 492 mm (B2-01-010638.1), 334 x 334 x 533 mm (B2-01-010638.2)	√	√
Peso bruto - 7,5 kg (B2-01-010638.1), 12,5 kg (B2-01-010638.2)	√	√

Aplicaciones

Microscopio biológico con cámara incorporada: seleccione por cámara, objetivos, iluminación y condensador.

Que cambia entre alternativas

Cámara 1,3 MP · objetivos acromáticos · LED 3 W: Para observación biológica con cámara integrada de 1,3 MP y objetivos acromáticos.

Cámara 3,0 MP · objetivos plan infinito · S-LED: Para mayor resolución de cámara y óptica plan infinito.

Cómo elegir rápido

Compare resolución de cámara, tipo de objetivos e iluminación antes de cotizar.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa cuyas diferencias técnicas coincidan con el uso requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)