



Microscopio biológico de fluorescencia ocular 10x/23 mm

Código: B2-01-010642**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La microscopía biológica de fluorescencia es un microscopio que utiliza sustancias fluorescentes para fluoresceinizar muestras biológicas a longitudes de onda específicas para mejorar la imagen microscópica. Se utiliza principalmente para observar y estudiar la estructura, función y procesos dinámicos de células, tejidos y biomoléculas, y se utiliza ampliamente en la investigación biológica.

Especificaciones técnicas

Especificación	Pieza na al de 5 agujero - 17,1 kg; 12,4 kg
Ocular	WF10x/23 mm
Ver la cabeza	Cabezal de visualización trinocular con bisagra inclinado a 30°, distancia interpupilar de 50 a 75 mm
Objetivo	Objetivo emiapocromático plan infinito: 4x/0,13 mm WD, 17,15 mm Objetivo emiapocromático plan infinito: 10x/0,3 mm WD, 7,68 mm Objetivo emiapocromático plan infinito: 40x/0,75 mm WD, 0,78 mm Objetivo emiapocromático plan infinito: 100x/1,30 mm WD, 0,15 mm
Accesorio de fluorescencia	Estandar: ① Paso de banda UV: 355/50 nm; DM: 410 nm; EM: 420 nm (LP); ② Banda azul: EX: 475/30 nm; DM: 500 nm; EM: 520 nm (LP); ③ Banda de paso verde: EX: 530/40 nm; DM: 570 nm; EM: 590 nm (LP).
Revólver portaobjetivo	Pieza na al de 5 agujero
Escenario	Platina reversible de cerámica altamente resistente al desgaste, recorrido de 80 x 50 mm, 1 mm/división, precisión de 0,1 mm
Sistema de iluminación transmitida	LED blanco cálido, brillo ajustable continuamente, condensador Abbe, NA 1.1
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto)	470*400*480 mm; 490*380*750 mm
Peso bruto	17,1 kg; 12,4 kg

Aplicaciones

Microscopio biológico de fluorescencia: la compra se decide principalmente por ocular: wf10x/23 mm y ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30°, distancia interpupilar de 50 a 75 mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es ocular: wf10x/23 mm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30°, distancia interpupilar de 50 a 75 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es objetivo: objetivo semiapocromático plan infinito: 4x/0,13 mm wd, 17,15 mm objetivo semiapocromático plan infinito: 10x/0,3 mm wd, 7,68 mm objetivo semiapocromático plan infinito: 40x/0,75 mm wd, 0,78 mm objetivo semiapocromático plan infinito: 100x/1,30 mm wd, 0,15 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique ocular: wf10x/23 mm antes de confirmar la compra.

Verifique ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30°, distancia interpupilar de 50 a 75 mm antes de confirmar la compra.

Verifique objetivo: objetivo semiapocromático plan infinito: 4x/0,13 mm wd, 17,15 mm objetivo semiapocromático plan infinito: 10x/0,3 mm wd, 7,68 mm objetivo semiapocromático plan infinito: 40x/0,75 mm wd, 0,78 mm objetivo semiapocromático plan infinito: 100x/1,30 mm wd, 0,15 mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si ocular: wf10x/23 mm y ver la cabeza: cabezal de visualización trinocular con bisagras inclinado a 30°, distancia interpupilar de 50 a 75 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)