



Microscopio biologico monocular/binocular/trinocular

Monocular

Microscopio biológico; Ocular: Gran campo WF10X; WF25X, WF20X o WF16X opcionales; Cabezal: Monocular; Objetivos acromáticos: 4X,10X,40X con resorte y 100X con resorte e inmersión en aceite(185); Objetivos acromáticos opcionales: 4X,10X,40X con resorte y 100X con resorte e inmersión en aceite(195); Revólver opcional: 3 posiciones; Revólver: 4 posiciones; Platina: Mecánica de doble nivel 110×125mm; Enfoque: Ajuste coaxial grueso y fino; recorrido 20mm; Condensador: Abbe NA1.25 con ajuste por volante y diafragma iris; Iluminación: LED de alto brillo sin parpadeo; Alimentación: Entrada CA100–240V,50/60Hz; salida CC12V

Código: B2-01-010645.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Monocular B2-01-010645.1
Ocular	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
Cabezal de observación	Monocular (Estándar)
Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite) (185)	Estándar
Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite) (195)	Opcional
Revólver · Revólver triple	Opcional
Revólver · Revólver cuádruple	Estándar
Platina	Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)
Condensador	Ajuste por volante, condensador Abbe N.A=1.25 y diafragma iris (Estándar)
Iluminación	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)
Alimentación eléctrica	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	270*310*410
Peso bruto (kg)	4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)