



Microscopio biológico monocular con iluminación LED y batería

Peso bruto 1,8 kg

Microscopio biológico; Objetivos: 4X, 10X, 40X con resorte; Cabezal: Monocular; Revólver: 3 posiciones; Platina: Platina plana con pinzas pareadas; Diafragma: Diafragma de disco giratorio; Iluminación: LED superior e inferior; incandescente opcional; Alimentación: Batería

Código: B2-01-010647.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Peso bruto 1,8 kg B2-01-010647.1
Objetivo · 4X, 10X, 40X (de resorte)	Estándar
Ocular · Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X, WF16X o H16X opcional)	Estándar
Cabezal de observación · Monocular	Estándar
Revólver portaobjetivos · Triple	Estándar
Platina · Platina simple con pinzas	Estándar
Platina · Platina simple con escala móvil	Opcional
Enfoque · Enfoque con ajuste macrométrico	Estándar
Iluminación & Condensador · Fuente de luz eléctrica LED superior e inferior (incandescente opcional)	Estándar
Alimentación · Alimentación: batería	Estándar
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	160*220*300
Peso bruto (kg)	1.8

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)