



Microscopio biologico monocular/binocular/trinocular 4X-100X

Código: B2-01-010648

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Biological Microscope is a sophisticated optical instrument designed for the detailed examination of biological specimens.

Características

1. Ideal for use in educational institutions, research laboratories, medical facilities, and clinical settings, this microscope offers high-resolution imaging and advanced features to support a wide range of applications.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	✓ - modelo 1	✓ - modelo 2	✓ - 320*280*420mm - modelo 3	✓ - modelo 4	✓ - modelo 5
Ocular · Ocular de campo amplio: WF10X, (WF16X opcional)	✓	✓	✓	✓	✓
Cabeza de observación · Cabeza binocular sin compensación inclinada a 30°	No aplica	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Cabeza de observación · Cabeza binocular deslizante, inclinada a 45°	No aplica	No aplica	✓	No aplica	No aplica
Cabeza de observación · Cabeza trinocular sin compensación inclinada a 30°	No aplica	No aplica	No aplica	✓	No aplica
Cabeza de observación · Cabeza trinocular deslizante, inclinada a 45°	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	✓
Cabeza de observación · Monocular con cabeza de enseñanza con video	✓	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Objetivo acromático · 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte, aceite)	✓	✓	✓	✓	✓
Revolvente de objetivos · Revolvente cuádruple	✓	✓	✓	✓	✓

Especificación	✓ - modelo 1	✓ - modelo 2	✓ - 320*280*420mm - modelo 3	✓ - modelo 4	✓ - modelo 5
Platina · Platina mecánica de doble capa, tamaño 132*140 mm, rango de movimiento 75*45 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios de base · Panel decorativo negro	●	●	●	●	✓
Enfoque · Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 30 mm, intervalo de enfoque 0,002 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Condensador · Abbe NA=1,25 con diafragma de iris y filtro	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación · Fuente de luz LED (lámpara halógena opcional)	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentación eléctrica · Entrada CA 100~230 V, salida CC 12 V	✓	✓	✓	✓	✓
Tamaño del embalaje (A*P*H) mm	320*280*420 mm	320*280*420 mm	320*280*420mm	320*280*420 mm	320*280*420 mm
Peso bruto (kg)	5,2	5,6	5,6	6	6

Aplicaciones

Microscopio biológico para observación de muestras biológicas cuando la selección depende principalmente del tipo de cabezal.

- Elija monocular con video si el uso indicado requiere visualización para enseñanza.
- Elija binocular para observación por dos oculares y trinocular cuando se necesite tercer tubo.
- Compare además si el cabezal requerido es sin compensación inclinado a 30° o deslizante inclinado a 45°; los componentes ópticos principales permanecen equivalentes en la tabla.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas cuando la selección depende principalmente del tipo de cabezal. - Elija monocular con video si el uso indicado requiere visualización para enseñanza. - Elija binocular para observación por dos oculares y trinocular cuando se necesite tercer tubo. - Compare además si el cabezal requerido es sin compensación inclinado a 30° o deslizante inclinado a 45°; los componentes ópticos principales permanecen equivalentes en la tabla.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas cuando la selección depende principalmente del tipo de cabezal. - Elija monocular con video si el uso indicado requiere visualización para enseñanza. - Elija binocular para observación por dos oculares y trinocular cuando se necesite tercer tubo. - Compare además si el cabezal requerido es sin compensación inclinado a 30° o deslizante inclinado a 45°; los componentes ópticos principales permanecen equivalentes en la tabla.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas cuando la selección depende principalmente del tipo de cabezal. - Elija monocular con video si el uso indicado requiere visualización para enseñanza. - Elija binocular para observación por dos oculares y trinocular cuando se necesite tercer tubo. - Compare además si el cabezal requerido es sin compensación inclinado a 30° o deslizante inclinado a 45°; los componentes ópticos principales permanecen equivalentes en la tabla.

Recomendación de compra

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas cuando la selección depende principalmente del tipo de cabezal. - Elija monocular con video si el uso indicado requiere visualización para enseñanza. - Elija binocular para observación por dos oculares y trinocular cuando se necesite tercer tubo. - Compare además si el cabezal requerido es sin compensación inclinado a 30° o deslizable inclinado a 45°; los componentes ópticos principales permanecen equivalentes en la tabla.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)