



Microscopio biológico trinocular digital 4X-100X

Cámara CMOS digital de 2M píxeles

Microscopio biológico; Cabezal: Trinocular a 30°, giratorio 360°, interpupilar 48-75mm, tubo mecánico de 160mm; Oculares: WF10X/18mm, WF16X/11mm; Platina: 130 x 125mm; desplazamiento 70 x 30mm, cursores 0.1mm; Enfoque: Macrométrico y micrométrico coaxial, rango 15mm, división fina 0.002mm; Sistema de imagen: Cámara CMOS digital de 2M píxeles, software de medición geométrica y análisis, interfaz C; Alimentación: AC85~240V, 50/60Hz; Peso neto: 6kg

Código: B2-01-010652.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Cámara CMOS digital de 2M píxeles B2-01-010652.1
Cabezal de observación	Cabezal trinocular, inclinado a 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48~75mm, longitud mecánica del tubo 160mm
Ocular	WF10X/18mm, WF16X/11mm
Objetivo	4X N.A=0.10 WD=37.5mm 10X N.A=0.25 WD=7.31mm 40X N.A=0.65 WD=0.63mm 100X(aceite) N.A=1.25 WD=0.18mm
Platina	Platina mecánica 130*125mm, rango de desplazamiento 70*30mm, cursores 0.1mm
Enfoque	Sistema coaxial de ajuste macro & micrométrico, recorrido 15mm, división fina 0.002mm
Condensador	Condensador Abbe medio ajustable N.A.1.25 con barra de luz variable
Filtro	Azul, amarillo, verde
Iluminación	Fuente de luz LED de dos colores, brillo ajustable
Sistema de imagen	Cámara CMOS digital, 2M píxeles, con software de medición y análisis geométrico, interfaz C
Alimentación eléctrica	AC85~240V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	355*245*590mm
Peso neto	6kg
Peso bruto	6.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)