



Microscopio biológico ocular 10x/20

Código: B2-01-010673

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microscopio biologico de laboratorio.

Especificaciones técnicas

Especificación	Cabezal binocular tipo Seidentopf - Sistema óptico infinito NIS - Campo claro
Sistema óptico	Sistema óptico infinito NIS
Cabezal de visualización	Cabezal binocular tipo Seidentopf
Iluminación	Iluminador LED blanco de alta luminiscencia de 3 W
Pantalla	Ampliación en pantalla LCD, tiempo de reposo, indicación y bloqueo de brillo
Oculares	EW10X/20, con ajuste de dioptrías
Revólver portaobjetivos	Revólver cuádruple de tipo invertido (codificación)
Platina	Platina mecánica rectangular 180 mm x 130 mm, portamuestras, vernier, recorrido 74 mm x 30 mm
Objetivos	Plano acromático 4X, 10X, 40X, 100X
Condensador	Condensador insertado NA 1.25
Método de observación	Campo claro
Fuente de alimentación	220 V / 110 V, 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)