



microscopio biologico de laboratorio. 1 3 kg

Código: B2-01-010675

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microscopio biológico de laboratorio

- Optical System: Infinite optical system.
- Viewing Head: Seidentopf type binocular head, inclined at 30 °C, interpupillary 47-78mm.
- Eyepiece: 10 × /22.
- Nosepiece: Backward quintuple nosepiece.
- Objective: Infinite plan objective NIS60: 4 × , 10 × , 40 × , 100 ×.
- Condenser: Inserted condenser NA 1.25.

Especificaciones técnicas

Especificación	Sistema óptico infinito - 10x / 22 - Quintuple hacia atrás
Sistema óptico	Sistema óptico infinito
Cabezal binocular	Tipo Seidentopf, inclinación 30°, distancia interpupilar 47-78 mm (incluido)
Cabezal trinocular	Tipo Seidentopf, inclinación 30°, distancia interpupilar 47-78 mm (opcional)
Ocular	10x / 22
Revólver portaobjetivos	Quintuple hacia atrás
Objetivos	Planos infinitos NIS60: 4x, 10x, 40x, 100x
Condensador	Condensador insertado NA 1.25
Enfoque	Coaxial grueso y fino; grueso 37,7 mm/vuelta, fino 0,2 mm/vuelta
Platina	Mecánica de doble capa 230 x 150 mm, recorrido 78 x 54 mm
Iluminación	Externa, colector esférico, lámpara halógena 6 V / 30 W
Filtro	Filtro verde
Accesorios opcionales	Adaptador fotográfico, C-mount 1x, C-mount 0,5x, polarización, epi-fluorescencia
Fuente de alimentación	220 V / 110 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje	480 x 330 x 600 mm
Peso bruto	13 kg

Aplicaciones

microscopio biologico de laboratorio.: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y o ptical sistema: i nfinite optical



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

sistema | ●.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es o ptical sistema: i nfinite optical sistema | ●.

Adecuado cuando la especificacion requerida es v iewing head: s eidentopf type bi nocular head, inclined at 30 °C, interpupillary 47-78mm | ●.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique o ptical sistema: i nfinite optical sistema | ● antes de confirmar la compra.

Verifique v iewing head: s eidentopf type bi nocular head, inclined at 30 °C, interpupillary 47-78mm | ● antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y o ptical sistema: i nfinite optical sistema | ● coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)