



Sistema de prueba de resistencia del gel

Código: B2-01-010708

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El sistema de prueba de resistencia del gel se utiliza principalmente para medir la resistencia del gel de gelatina en el entorno estipulado. Consiste en: 1. Probador de fuerza de gel; 2. Baño de temperatura constante; 3. Refrigerador.

Características

- 1. Pantalla LCD de alta definición.
- 2. Potente capacidad de procesamiento de datos: envía el valor medio, el valor final o el valor pico automáticamente.
- 3. Cuatro tipos de modos de medición de muestreo: paso único, mantenimiento, circulación y automático.
- 4. El modo de medición automática puede ayudarlo a obtener el valor de la fuerza del gel de manera más rápida, precisa y realista.
- 5. 5 tipos de velocidades de muestreo: 0,1 mm/s, 0,2 mm/s, 0,5 mm/s, 1 mm/s y 2 mm/s.
- 6. La profundidad de muestreo se puede preestablecer arbitrariamente (1~60 mm).
- 7. Sensor de presión profesional de alta precisión.
- 8. La transmisión mecánica de alta precisión se combina con un diseño a prueba de golpes de 4 clases.
- Corrección automática de errores no lineales, alarma de diagnóstico automático de fallas, protección automática fuera de rango y aviso de corrección automática de errores.
- Microimpresora integrada, impresión serial estándar, almacenamiento conveniente de datos experimentales. (disponible en modelos seleccionados)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	GGST-2 - 5~1000 Bloom g - $\pm 0.3\%$
Model	GGST-2
Test Range	5~1000 Bloom g
Test Accuracy Range	$\pm 0.3\%$
Resolution	1 Bloom g
Travel	1~60mm
Travel Accuracy	$\leq \pm 0.1\text{mm}$
Measured Diameter of Cylinder	12.700 $\pm$ 0.010mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	GGST-2 - 5~1000 Bloom g - $\pm 0.3\%$
Consumption	60W
Power Supply	AC110/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
Standard Accessory	Constant Temperature Bath, Refrigerator
Package Size(W*D*H)	360*360*530mm(Gel Strength Tester) 680*540*355mm(Constant Temperature Bath) 580*480*390mm(Refrigerator)
Gross Weight	12kg(Gel Strength Tester) 25kg(Constant Temperature Bath) 21kg(Refrigerator)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)