



Probador multifunción de tabletas velocidad 20-200 rpm

Código: B2-01-010711

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Cuatro funciones: prueba de dureza de la tableta, friabilidad/abrazión, desintegración y velocidad de disolución. Es un instrumento multiusos ideal para la prueba de drogas.

Características

- 1. Autocontrol, autodetección, autodiagnóstico y autoalarma.
- 2. Control automático de temperatura y alta precisión de control de temperatura.
- 3. Control de tiempo automático y apagado por temporización automática.
- 4. Visualización automática, enclavamiento automático, reinicio automático y prueba autocíclica.
- 5. Control automático de friabilidad y alta precisión de control para la velocidad de rotación del cilindro y número de vueltas.
- 6. Sensor de presión de dureza de alta precisión, pantalla digital del valor de dureza.
- 7. Medición continua del valor de dureza de la tableta, alimentación manual de tabletas, control del motor y compresión automática.
- 8. La desintegración de dos vías funciona al mismo tiempo, apagado automático por temporización.
- 9. Se adopta acero inoxidable SUS316 importado para cestas de rotación de disolución y varillas de paleta, etc.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	TFUT-3 - (20~200rpm)±2rpm - (1~900min)±0.5min
Model	TFUT-3
Temperature Range	(20~40°C)±0.3°C
Speed Range	(20~200rpm)±2rpm
Automatic Time Range	(1~900min)±0.5min
Stations of Dissolution	3
Basket Radial Run-out	±1.0mm
Basket Assemblies	2
Nacelle Back and Forth Frequency	(30~32)times/min
Nacelle Back and Forth Range	(55±2)mm

Especificación	TFUT-3 - (20~200rpm)±2rpm - (1~900min)±0.5min
Drum	1
Drum's Inner Size	φ286*H39mm
Tablet Fall Height	156mm
Rotating Speed	(25±1)times/min
Rotating Count	(100±1)turns
Hardness Range	(25~199)±1N
Diameter Range	(3~40)mm
Power Supply	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensions(W*D*H)mm	520*380*470
Packing Size(W*D*H)mm	700*440*680
Gross Weight(kg)	45

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: (20~40°C)±0,3°C y rango de velocidad: (20-200 rpm) ±2 rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: (20~40°C)±0,3°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de velocidad: (20-200 rpm) ±2 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de tiempo automático: (1~900min)±0,5min.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: (20~40°C)±0,3°C antes de confirmar la compra.

Verifique rango de velocidad: (20-200 rpm) ±2 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rango de tiempo automático: (1~900min)±0,5min antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: (20~40°C)±0,3°C y rango de velocidad: (20-200 rpm) ±2 rpm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)