



Incubadora termoagitadora velocidad 200-1500 rpm

Código: B2-01-010732

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Se utiliza principalmente en pequeños experimentos a temperatura constante. Sus funciones de temperatura constante y agitación reducen considerablemente el tiempo de operación experimental y permiten la conservación de muestras de diversos instrumentos analíticos.

Características

- 1. Cubierta transparente para fácil observación y protección contra errores experimentales.
- 2. Velocidad de enfriamiento rápida, alta estabilidad del control de temperatura.
- 3. Disponemos de una variedad de módulos de muestra estándar, fáciles de reemplazar. Los módulos se pueden personalizar.
- 4. Pantalla LCD, interfaz de operación tipo menú, múltiples grupos de datos en una pantalla, fácil de operar. Está controlado por microprocesador para garantizar una estabilidad y uniformidad de temperatura superiores.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	3.5 inch LCD touch screen - 1~99h59min/∞ - 200~1500rpm
Display	3.5 inch LCD touch screen
Temp Setting Range	0°C~100°C
Temp Control Range	RT-20~100°C
Temp Control Accuracy	≤±0.3°C
Temp Uniformity	≤±0.3°C
Display Accuracy	0.1°C
Timing Range	1~99h59min/∞
Speed Range	200~1500rpm
Horizontal Amplitude	2mm
Warming Time	≤12 minutes(25°C to 100°C)
Cooling Rate 1	≤10 minutes(100°C to 25°C)
Cooling Rate 2	≤15 minutes(cooling to 20°C below room temperature)
Consumption	150W
Power Supply	AC100V~220V, 50/60Hz

Especificación	3.5 inch LCD touch screen - 1~99h59min/∞ - 200~1500rpm
External Size(W*D*H)	340*220*165mm
Net Weight	10kg
Packing Size(W*D*H)	431*322*296mm
Gross Weight	12kg
Model	Tube Diameter/Capacity
BP01	Φ6mm/0.2ml centrifuge tube
BP02	Φ7.6mm/0.5ml centrifuge tube
BP03	Φ10mm/1.5ml centrifuge tube
BP04	Φ10mm/2.0ml centrifuge tube
BP05	Φ13mm/5ml centrifuge tube
BP06	Φ15mm/10ml centrifuge tube

Aplicaciones

Preprocesamiento de muestras biológicas 0°C de 0°C~100°C, 1~99h59min/ y 200~1500 rpm: la compra se decide principalmente por mostrar: pantalla táctil lcd de 3,5 pulgadas y rango de ajuste de temperatura: 0°C~100°C.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es mostrar: pantalla táctil lcd de 3,5 pulgadas.

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de ajuste de temperatura: 0°C~100°C.

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de control de temperatura: rt-20~100°C.

Criterios de compatibilidad

Verifique mostrar: pantalla táctil lcd de 3,5 pulgadas antes de confirmar la compra.

Verifique rango de ajuste de temperatura: 0°C~100°C antes de confirmar la compra.

Verifique rango de control de temperatura: rt-20~100°C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si mostrar: pantalla táctil lcd de 3,5 pulgadas y rango de ajuste de temperatura: 0°C~100°C coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)