



Instrumentos de procesamiento de líquidos

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Un diseño ergonómico, comodidad de uso y simplicidad de operación.

Especificaciones técnicas

Modelo	Rango de volumen	Paquete	Peso bruto (kg)	Tamaño del paquete (mm)
Variante 17P0.5	0,5 µl	50 unidades/caja	9.5	490*400*290
Variante 18P1	1µl	50 unidades/caja	9.5	490*400*290
Variante 19P5	5µl	50 unidades/caja	9.5	490*400*290
Variante 20P10	10µl	50 unidades/caja	9.5	490*400*290
Variante 21P20	20µl	50 unidades/caja	9.5	490*400*290
Variante 22P25	25µl	50 unidades/caja	9,75	490*400*290
Variante 23P50	50µl	50 unidades/caja	9,75	490*400*290
Variante 24P100	100µl	50 unidades/caja	9,75	490*400*290
Variante 25P200	200µl	50 unidades/caja	9,75	490*400*290
Variante 26P250	250µl	50 unidades/caja	10.2	490*400*290
Variante 27P500	500µl	50 unidades/caja	10.2	490*400*290
Variante 28P1K	1000µl	50 unidades/caja	10.2	490*400*290
Variante 29P2K	2000µl	50 unidades/caja	10.3	490*400*290
Variante 30P2.5K	2500µl	50 unidades/caja	10.3	490*400*290
Variante 31P5K	5000µl	50 unidades/caja	10.3	490*400*290
Variante 32P10K	10ml	50 unidades/caja	10.3	490*400*290

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)