



Soporte para pipetas

Código: B2-01-010765

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción: el soporte redondo se puede aplicar a las tres principales series de pipetas: TopPette, MicroPette, Micropette Pro, MicroPette Plus y Classic. Puede colgar de forma cómoda y estable hasta 6 pipetas de un solo canal y de varios canales al mismo tiempo. Gabinete de bioseguridad Clase II con certificación NSF serie tecnica serie tecnica Más Probador de nutrientes del suelo Más Gabinete de seguridad biológica Clase II B2 Serie AC B2-01-010162 B2-01-010162.2 B2-01-010162.3 B2-01-010162.4 Más Incubadora de agitación termostática de pequeña capacidad B2-01-010320 B2-01-010320.2 Más

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Model
Cat. No.	Model

Aplicaciones

Soporte para pipetas: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y instrumentos de procesamiento: descripciones | soporte redondo con capacidad para 6 pipetas, apto para toppette, micropette, micropette pro, micropette plus y classic. |

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar. Adecuado cuando la especificacion requerida es instrumentos de procesamiento: descripciones | soporte redondo con capacidad para 6 pipetas, apto para toppette, micropette, micropette pro, micropette plus y classic. |. Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: soporte para pipetas

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra. Verifique instrumentos de procesamiento: descripciones | soporte redondo con capacidad para 6 pipetas, apto para toppette, micropette, micropette pro, micropette plus y classic. | antes de confirmar la compra. Verifique uso previsto: soporte para pipetas antes de confirmar la compra

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y instrumentos de procesamiento: descripciones | soporte redondo con capacidad para 6 pipetas, apto para toppette, micropette, micropette pro, micropette plus y classic. | coinciden con el requerimiento tecnico

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)