

Instrumentos de procesamiento de líquidos

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características: * El motor paso a paso de alta precisión y alto rendimiento garantiza precisión y repetibilidad, eliminando errores de pipeteo manual. * 2 pantallas LCM, rango de volumen cubierto de 0,1 a 10000 µl. * Una pipeta de control digital motorizada con multifunción. * Un diseño especial de inducción de bloqueo, 2 botones manejan todas las configuraciones operativas. * Peso ligero, diseño ergonómico, dimensiones del cuerpo pequeñas para un fácil manejo que garantiza un pipeteo sin fatiga. * Pipeteado, Mezclado, Paso a Paso y Dilución. * Velocidades regulables para aspiración y dosificación. * La batería de iones de litio y los modos de carga dual permiten un tiempo de funcionamiento más prolongado.

Especificaciones técnicas

Modelo	Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba	Precisión	Precisión
Variante 7P10	0,1-10 µl	0,01 µl	10µl5µl1µl	±0,90%±1,00%±2,50%	≤0,4%≤0,7%≤1,5%
Variante 8P120	5-120µl	0,10 µl	120µl60µl12µl	±0,40%±0,60%±2,00%	≤0,15%≤0,20%≤1,00%
Variante 9P300	10-300µl	0,20 µl	300µl150µl30µl	±0,40%±0,60%±1,50%	≤0,4%≤0,7%≤0,80%
Variante 10P1K	50-1000µl	1,00 µl	1000µl500µl100µl	±0,40%±0,60%±1,50%	≤0,15%≤0,20%≤0,50%
Variante 11P5K	100-5000µl	5,00 µl	5000µl2500µl500µl	±0,50%±0,80%±1,00%	≤0,15%≤0,20%≤0,40%
Variante 12P10K	500-10000 µl	10,00 µl	10000µl5000µl1000µl	±0,60%±1,20%±3,00%	≤0,20%≤0,30%≤0,60%

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)