



Licuadora de estómago

Código: B2-01-010774

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- * Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas y control por microordenador.
- * Control de programa inteligente, capaz de configurar el tiempo y la velocidad de aleteo.
- * Espaciado de aleteo ajustable, muestras fáciles de procesar con diferentes cantidades.
- * La bolsa estéril desechable garantiza higiene y seguridad.
- * Ventana de vidrio templado, fácil de observar.
- * Con función antipinzamiento y función de pausa.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 540*310*410mm · 1	pack 540*310*410mm · 2
Tiempo de aleteo	1 ~99min 59 o funcionamiento continuo	1 ~99min 59 o funcionamiento continuo
Velocidad de aleteo	3~12 vece / egundo	3~12 vece / egundo
E paciado de aleteo	0~50 mm aju table	0~50 mm aju table
Capacidad Efectiva	3~400ml	3~400ml
Configuración y almacenamiento de programa	Programación combinada de 8 egmento	Programación combinada de 8 egmento
Rango de control de temperatura	/	RT-80°C
Función de de infección	/	de infección con lámpara ultravioleta
Bol a e térl	17*30 cm, e tándar 100 pieza	17*30 cm, e tándar 100 pieza
Función de avi o de voz	Sí	Sí
Función anti-pelliczo	Con función anti-pinzamiento de parada automática	Con función anti-pinzamiento de parada automática
Modo de inicio	Arranque uave	Arranque uave
Con umo	200W	500W
Fuente de alimentación	CA110/220V±10%, 50/60HZ	CA110/220V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	460*250*330mm	460*250*330mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	540*310*410mm	540*310*410mm

Especificación	pack 540*310*410mm · 1	pack 540*310*410mm · 2
Pe o neto	19kg	20kg
Pe o bruto	24kg	24kg

Aplicaciones

Licuada de estómago: elija la variante comparando Capacidad Efectiva, Rango de control de temperatura y Velocidad de aleteo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010774.1: Capacidad Efectiva: 3~400ml; Rango de control de temperatura: /; Velocidad de aleteo: 3~12 veces/segundo.

B2-01-010774.2: Capacidad Efectiva: 3~400ml; Rango de control de temperatura: °C; Velocidad de aleteo: 3~12 veces/segundo.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-010774.1 cuando el requisito principal sea capacidad efectiva: 3~400ml.

Use B2-01-010774.2 cuando el requisito principal sea capacidad efectiva: 3~400ml.

Cómo elegir rápido

Compare primero Capacidad Efectiva, Rango de control de temperatura y Velocidad de aleteo; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Capacidad Efectiva, Rango de control de temperatura y Velocidad de aleteo con el menor sobredimensionamiento técnico.

Componentes y Accesorios

Accesorio opcional	Código cotecno
Bolsas de homogeneización estériles de 17 x 30 cm (100 bolsas por paquete)	B2-01-010775

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)