

## Instrumentos de laboratorio microbiológico

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Características: \* Excelente rendimiento hermético, evitando fugas indebidas \* Material PMMA, superficie lisa, resistente a golpes e impactos \* El frasco y la tapa son transparentes, el sellado entre la tapa y el frasco consiste en una junta tórica de excelente calidad \* Construcción fuerte de la tapa del frasco que garantiza el rendimiento hermético general \* Abrazadera de acero inoxidable coloreada con pintura electrostática eléctrica, duradera y conveniente para la gestión experimental \* Adopta un acoplamiento rápido de cierre rápido, lo que permite una conexión rápida al sistema en un solo movimiento rápido \* Para BK-AJH Serie, lista de configuración: jarra anaeróbica, rejilla 15/25R, manómetro (estándar: tipo aceite, opcional: tipo sin aceite); Para BK-AJG Serie, lista de configuración: jarra anaeróbica, estante 15/25.

### Especificaciones técnicas

| Modelo                  | Contenidos                     | Soporte para placa de Petri | Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) | Peso bruto |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>Variante 7JH015</b>  | 1 pila de 6 platos (φ9-10cm)   | 15R                         | 245*215*295mm                              | 2,3 kilos  |
| <b>Variante 8JH025</b>  | 1 pila de 12 platos (φ9-10cm)  | 25R                         | 245*215*395mm                              | 2,8 kilos  |
| <b>Variante 9JH035</b>  | 1 pila de 18 platos (φ9-10cm)  | 15/25R                      | 245*215*495mm                              | 3,3 kilos  |
| <b>Variante 10JH050</b> | 3 pilas de 6 platos (φ9-10cm)  | 3/25R                       | 370*370*340mm                              | 5,9 kilos  |
| <b>Variante 11JH070</b> | 3 pilas de 8 platos (φ9-10cm)  | 3/25R                       | 370*370*370mm                              | 6,3 kilos  |
| <b>Variante 12JH100</b> | 3 pilas de 12 platos (φ9-10cm) | 3/25R                       | 370*370*470 mm                             | 7,3 kilos  |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)