



Contador de colonias bacterianas

Código: B2-01-010793

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- 1. Circuito integrado CMOS y pantalla digital LED.
- 2. Está disponible una interfaz de datos incorporada opcional para conectarse a una computadora para obtener estadísticas de datos de colonias.
- 3. Está compuesto por contador, sonda y estanque de conteo, etc.
- 4. El aumento es variable ajustando el brazo flexor.
- 5. El sistema de conteo con detección de presión cuenta con resaltado de marcadores para colonias y verificación acumulativa automática.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BC-50 - 1X, 5X, 10X - 0~9999
Model	BC-50
Phonetic Counting	No
Amplification	1X, 5X, 10X
Counter Range	0~9999
Suitable Petri Dishes	φ50~100mm
Character Height	13mm
Lamp Power	16W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(Optional)
External Size(W*D*H)	320*220*220mm
Package Size(W*D*H)	370*270*330mm
Net Weight	1.8kg
Gross Weight	2.8kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)