

Equipos de control de temperatura de laboratorio

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Las mantas calefactoras de control electrónico de varias filas son dispositivos de calentamiento de laboratorio avanzados diseñados para proporcionar un calentamiento uniforme y confiable para múltiples recipientes de muestras simultáneamente.

Especificaciones técnicas

Modelo	Filas	Capacidad (ml)	Máx. Usar temperatura.	Tiempo de trabajo	Consumo(W)	Fuente de alimentación	Tamaño externo (W*D*H) mm	Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm	Peso neto	Peso bruto	
HME-III/HMD-III (pantalla LED)	Dos filas	100	380°C	Continuo	200	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	280*290*150	375*385*245	4 kilos	7 kilos	
250	360	280*290*150	375*385*245	4 kilos	7 kilos						
500	500	320*320*155	415*415*245	5 kilos	8 kilos						
1000	600	390*355*150	485*450*245	7 kilos	10 kilos						
Cuatro filas	100	400	550*290*150	645*385*245	8kg	11kg					
250	720	550*290*150	645*385*245	8kg	11kg						
500	1000	635*315*150	730*410*245	10kg	13 kilos						
1000	1200	780*350*150	875*445*245	14kg	17kg						
Seis filas	100	600	830*295*150	925*390*245	12kg						17kg
250	1080	830*295*150	975*440*245	13kg	18 kilos						
500	1500	950*310*150	1045*405*245	14kg	19kg						
1000	1800	1170*355*150	1670*450*245	20kg	23kg						

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)