



Congelador de morgue 1-6 cuerpos

2020*640*440mm, 1 cuerpo

Código: B2-01-010844.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	2020*640*440mm, 1 cuerpo B2-01-010844.1
Dimensiones interiores (AnxPrxAl)	2020*640*440mm, 1 cuerpo
Temperatura mínima	-30°C
Exactitud	0.1°C
Corredera	Marco de soporte de carga ampliado de 100mm de espesor
Camilla	Fabricada totalmente de acero inoxidable(alta resistencia a la corrosión)
Evaporador	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre integrado, sin uniones soldadas en el interior
Condensador	Condensador enfriado por aire, ventilador de enfriamiento silencioso
Aislamiento	Espumado integral de poliuretano a alta presión y alta temperatura(espesor aproximado de 100mm)
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz
Potencia	850W
Dimensiones de embalaje (AnxPrxAl)	2700*800*700mm
Peso bruto	200kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)