

Analizador hematológico automático

Código: N/D**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

El filtro para solventes es un dispositivo habitual de laboratorio de química e indispensable para análisis HPLC. También puede utilizarse en análisis instrumental, inspección sanitaria, filtración de líquidos pesticidas, petróleo y monitoreo ambiental.

Especificaciones técnicas

Especificación	10 µm µm · Embudo	10 µm µm · Botella receptora	20 µm µm
Embudo	500 ml	300 ml	300 ml
Tamaño de poro del filtro	10 µm	10 µm	20 µm
Pantalla de soporte	Vidrio Pyrex	Vidrio Pyrex	PTFE
Botella receptora	2000 ml	1000 ml	1000 ml
Membrana	60 mm	47 o 50 mm	47 o 50 mm
Tamaño del embalaje	370 x 345 x 255 mm	310 x 310 x 190 mm	310 x 310 x 190 mm
Peso bruto	3,1 kg	2 kg	2 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)