



Contador láser de partículas de polvo capacidad 28,3 l

Código: B2-01-010913

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Control de pantalla táctil de 7 pulgadas, interfaz amigable y operación conveniente.
- 2. Calculado con un nivel de confianza del 95 % (UCL), puede mostrar directamente la concentración de partículas (partículas/m³) y nivel de purificación.
- 3. Tarjeta de almacenamiento de datos de 4 GB, gestión de almacenamiento de datos.
- 4. Material de acero inoxidable.
- 5. Impresora térmica incorporada.
- 6. Famoso tubo láser semiconductor y famoso tubo receptor fotosensible semiconductor.
- 7. Admite WIFI para exportar datos directamente.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	CLJ-2803 - 28.3L/min(1cfm/min) - ≤75%
Model	CLJ-2803
Dimension	220*350*260mm
Sampling Volume	28.3L/min(1cfm/min)
Ambient Temperature	10~35°C
Ambient Relative Humidity	≤75%
Power	150W
8 Particle Size Channels	0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2μm, 3μm, 5μm, 10μm
Vacuum Source	Built-in air pump, under control flow
Light Source	Semi-conductor laser, more than 30,000h
Zero Count	Less than 10min
Communication Interface	USB, RS485, ethernet communication
Cleanliness Level Range	ISO5~ISO8
Main Body Material	Stainless steel
Voltage	Standard: AC220V, 50/60Hz; Optional: AC110V, 50/60Hz(internal transformer)
Optional Parts	Temperature sensor, humidity sensor, battery



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	CLJ-2803 - 28.3L/min(1cfm/min) - ≤75%
Packing Size	Carton: 480*430*370mm; Wood: 570*520*400mm
Gross Weight	Carton: 14kg; Wood: 17kg

Aplicaciones

28,3 l/min (1 cfm/min) 28.3 L 10 C de 0.3 canales, 28,3 l/min (1 cfm/min) y ISO5~ISO8: la compra se decide principalmente por dimensión: 220*350*260 mm y volumen de muestreo: 28,3 l/min (1 cfm/min).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es dimensión: 220*350*260 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen de muestreo: 28,3 l/min (1 cfm/min).

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura ambiente: 10~35°C.

Criterios de compatibilidad

Verifique dimensión: 220*350*260 mm antes de confirmar la compra.

Verifique volumen de muestreo: 28,3 l/min (1 cfm/min) antes de confirmar la compra.

Verifique temperatura ambiente: 10~35°C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si dimensión: 220*350*260 mm y volumen de muestreo: 28,3 l/min (1 cfm/min) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)