



Selladora médica automática

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripcion general

Selladora medica automatica de alto rendimiento para sellado consistente y seguro de empaques medicos. Velocidad de sellado: 10 m/min. Margen de sellado: 0-35 mm ajustable. Pantalla: LED. Material de carcasa: acero al carbono pulverizado estandar o acero inoxidable 304 opcional. Fuente de alimentacion: AC110/220 V +/-10%, 50/60 Hz. Tamano externo: 490*240*120 mm.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2
E pecificacion	E tándar () ()Cotizar	Acero Inoxidable () ()Cotizar
Material de carca a	Acero al carbono pintado	Acero inoxidable 304
Velocidad de ellado	10 m/min	10 m/min
Ancho de ello	12 mm	12 mm
Margen de ello	0~35 mm aju table	0~35 mm aju table
Con umo	500 W	500 W
Pe o bruto	11 kg	12 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)