



Transiluminador UV 302+365 nm

Código: B2-01-010942

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Applicable to E t B r, S Y B R ® S a f e, S Y B R G o l d, S Y B R ® G r e e n I & I, S Y P R O ® R u b y, Activation and recovery of SYPRO®Orange, Coomassie Fluor™ Orangestains, \GelGreen, GelRed and Lumitein™ nucleic acid and protein glue dyes.

Features

1. Strong ultraviolet light excites the sample, no darkroom is required, the sample is clearly visible, and the operation is simple and convenient.
2. The damping 180° flat-open super strong UV shield completely isolates the harm of ultraviolet rays to the human body.
3. Pressure-type waterproof design, to prevent buffer liquid from corroding, resulting in liquid leakage and short-circuit experiments.

Especificaciones técnicas

Especificación	302+365nm - 21*21cm - Tapa abatible de 180°
Longitud de onda UV	302+365nm
Área de irradiación	21*21cm
Protección UV	Tapa abatible de 180°
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50/60Hz, opcional: 110V 50/60Hz
Dimensiones del embalaje	200*400*400mm
Peso bruto	4.2kg

Aplicaciones

1. Confirm your stains

Confirm that the UV wavelengths suit the stains you use.

- **UV Wavelength:** 302+365nm

2. Review your gel size

Compare the irradiation area with the size of your gels.

- **Irradiation Area:** 21*21cm

3. Plan the installation



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Confirm the available power supply for the unit.

- **Power Supply:** Standard: 220V 50/60Hz, optional: 110V 50/60Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)