



Reómetro rotacional 0,1-250 rpm

0.5~6M

Reómetro rotacional; Rango medido (mPa·s): 0,5~6M

Código: B2-01-010995.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	0.5~6M B2-01-010995.1
Rango de medición (mPa·s)	0.5~6M
Velocidad de rotación (rpm)	0.1~250
Número de husillos	Estándar: 4 tipos (n.º 1~4) Opcional: 1 tipo (n.º 0)
Exactitud de medición	±1.0%(FS)
Repetibilidad	±0.2%
Alimentación eléctrica	AC100V~240V 50/60Hz
Almacenamiento	Almacenamiento de datos en memoria USB externa. Tres modos de guardado: punto único, continuo y temporizado.
Accesorios opcionales	Software DV, baño de agua termostático, adaptador para viscosidad ultrabaja, adaptador para muestras pequeñas, aceite estándar, vaso de vidrio con circulación externa, microimpresora
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	410*380*420mm
Peso bruto	10.3kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)