



Carro móvil de terapia dimensiones 625 × 475 × 930

Código: B2-01-011052

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Cubierta de plástico de ingeniería ABS, diseño empotrado, superficie equipada con vidrio suave y barandas de acero inoxidable 304.
- Cuenta con dos cajones. El cajón tiene divisores integrados de 3 x 3 que permiten dividir compartimentos libremente, y el chasis del cajón se puede retirar para facilitar la limpieza.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	B2-01-011052
Dimensiones del producto	625*475*930 mm
Material	ABS, acero inoxidable 304
Dimensiones de embalaje	660*520*920 mm
Peso bruto	35 kg

Aplicaciones

Carro de tratamiento móvil: la compra se decide principalmente por tamaño del producto: 625*475*930mm y material: abs, acero inoxidable 304.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño del producto: 625*475*930mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es material: abs, acero inoxidable 304.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: carro de tratamiento móvil.

Criterios de compatibilidad



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Verifique tamaño del producto: 625*475*930mm antes de confirmar la compra.

Verifique material: abs, acero inoxidable 304 antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: carro de tratamiento móvil antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño del producto: 625*475*930mm y material: abs, acero inoxidable 304 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)