



Instrumento de terapia de frecuencia intermedia

Código: B2-01-011070

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Nuestro instrumento de terapia de frecuencia intermedia (FI) es un dispositivo médico de vanguardia diseñado para aliviar diversas afecciones de salud mediante la aplicación de la tecnología de frecuencia intermedia (FI). Este innovador instrumento ofrece un enfoque no invasivo y sin fármacos para el alivio del dolor, la rehabilitación y el bienestar general.

Características

- 1. Tecnología, sin interferencias, sin ondas de ruido, bastante estable.
- 2. Intuitiva y portátil, pantalla LCD táctil de 10,1 pulgadas.
- 3. 99 prescripciones de tratamiento, 9 tipos de colocación de formas de onda, buen efecto del tratamiento.
- 4. Función de diatermia, se puede ajustar la temperatura del electrodo y hay múltiples grados disponibles.
- 5. Los productos cumplen con el último estándar industrial nacional, 2023.5.1.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	90VA - 99 - 0, 100%
Salida	Doble canal, dos pacientes tratados simultáneamente
Prescripciones	99
Modulación	0, 100%
Frecuencia portadora	2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 10kHz
Frecuencia modulada	0~150Hz
Intensidad de corriente	0~100mA
Alimentación eléctrica	CA 220V/110V, 50Hz/60Hz
Potencia	90VA
Dimensiones externas (A×P×H)	340*260*125mm
Peso neto	4,4kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	395*315*275mm
Peso bruto	6,2kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)