




## Probador de límite microbiano capacidad 100 ml 100 ml\*3

**Código:** B2-01-011078

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

## Introducción

El B2-01-011078 es un dispositivo para la detección de microbios o contaminación por partículas basado en el principio de filtración por membrana. El microorganismo (o material particulado) en la solución de muestra queda atrapado por el efecto de filtración de la membrana. Esta membrana, que contiene los microorganismos (o material particulado), se transfiere al medio. Tras el cultivo del medio en la incubadora, se contabilizaron e identificaron las colonias. Es aplicable a las industrias de alimentos y bebidas, cosmética, química, protección ambiental, monitoreo de la calidad del agua, CDC, etc.

## Características

- 1. Bomba de diafragma de alto rendimiento incorporada, alto flujo, bajo nivel de ruido.
- 2. Cabezal de filtro desmontable independiente, se puede combinar con una variedad de dispositivos de filtrado.
- 3. Al apoyar el interruptor de válvula, se puede controlar de forma independiente el caudal de cada cabezal de filtro.
- 4. El cuerpo adopta acero inoxidable de espejo 304, propicio para la esterilización de la superficie.
- 5. Unidad de filtro desmontable para esterilización por calor húmedo a 121°C.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación    | BXD-300 - 1000ml - Ø 50mm  |
|-------------------|----------------------------|
| Model             | BXD-300                    |
| Filter Bottle     | 1000ml                     |
| Membrane Diameter | Ø 50mm                     |
| Filter Volume     | 100ml*3                    |
| Air Pump Flow     | 24L/min                    |
| Noise             | 65dB                       |
| Consumption       | 20W                        |
| Power Supply      | 220/110V, 50/60Hz          |
| External Size     | 280*215*170 mm             |
| Package Size      | 535*265*290 mm             |
| Net Weight        | 5kg(without filter bottle) |



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Especificación | BXD-300 - 1000ml - Ø 50mm |
| Gross Weight   | 15kg                      |

## Aplicaciones

100ml\*3 100 L de 100 filtros y 1000 filtros: la compra se decide principalmente por botella con filtro: 1000 ml y diámetro de la membrana: f 50 mm.

## Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es botella con filtro: 1000 ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es diámetro de la membrana: f 50 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen del filtro: 100 ml\*3.

## Criterios de compatibilidad

Verifique botella con filtro: 1000 ml antes de confirmar la compra.

Verifique diámetro de la membrana: f 50 mm antes de confirmar la compra.

Verifique volumen del filtro: 100 ml\*3 antes de confirmar la compra.

## Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

## Recomendación de compra

Elija este producto si botella con filtro: 1000 ml y diámetro de la membrana: f 50 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)