



## Selladora automatica tiempo <16s/placa

**Código:** B2-01-011079

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Automatic Sealer is a full-automatic equipment for sealing PCR plate, deep well plate, micro-plate, etc. It is mainly used for sealed storage of heat-sensitive substances, which can effectively prevent sample loss and cross contamination.

## Features

- 1. Fully automatic and one key operation, no need of additional manual operation.
- 2. Adapts to varieties of plate types.
- 3. Adjustable sealing pressure.
- 4. A variety of communication interfaces are reserved, which can be quickly connected to other machines.
- 5. Each roll of film can seal more than 350 plates(reference quantity).

## Especificaciones técnicas

| Especificación                         | 1 unidad - 16s/placa - Botones                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posiciones                             | 1 unidad                                                                                  |
| Método                                 | Sellado en frío                                                                           |
| Velocidad                              | 16s/placa                                                                                 |
| Modo de operación                      | Cambio manual de placa, sellado automático                                                |
| Aplicación                             | Placa PCR, placa de pozo profundo y microplaca conformes al estándar SBS (personalizable) |
| Modo de control                        | Botones                                                                                   |
| Interfaz                               | USB                                                                                       |
| Consumo                                | 75W                                                                                       |
| Alimentación eléctrica                 | 100~240V, 50/60Hz                                                                         |
| Dimensiones externas (La*An*Al) mm     | 310*380*410                                                                               |
| Dimensiones del embalaje (La*An*Al) mm | 454*382*464                                                                               |
| Peso neto                              | 16.5kg                                                                                    |
| Peso bruto                             | 20.5kg                                                                                    |

## Aplicaciones

### 1. Confirm your plates

Check that your plates meet the supported standard and that cold sealing suits your samples.

- **Application:** PCR plate, deep well plate and micro-plate conforming to SBS standard(Customizable)
- **Method:** Cold seal

## 2. Estimate your workload

Estimate how many plates you seal per day, considering that plate change is manual and sealing is automatic.

- **Operating Mode:** Manual plate change, automatic sealing

## 3. Plan the installation

Confirm the available power supply and bench space.

- **Power Supply:** 100~240V, 50/60Hz
- **External Size(L\*W\*H)mm:** 310\*380\*410

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)