



Osmómetro de punto de congelación capacidad 100 µl rango 0-2000 mOsmol

Código: B2-01-011081

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Cuenta con funciones de firma electrónica y gestión de usuarios por clasificación, para satisfacer CFR PART 21 y almacenar consultas de datos por tiempo durante tres años.
- Permite calibración lineal de un punto o multipunto para asegurar precisión de detección estable en cada intervalo de rango.
- La sonda de temperatura adopta un diseño de motor con guía lineal de tornillo, de modo que el proceso de prueba se completa desde la pantalla táctil.
- Adopta sistema de doble refrigeración, con corto tiempo de preenfriamiento y alta velocidad de detección para facilitar pruebas continuas.
- Puede mostrar simultáneamente la concentración molar de presión osmótica, el valor de punto de congelación y la relación de concentración molar.
- El sistema de enfriamiento adopta diseño de fluido de transferencia atómica para evitar mantenimiento frecuente.
- Incluye cientos de nombres de medicamentos inyectables de la farmacopea china para facilitar la preconfiguración de información de muestra.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0 □ 2000 mOsmol - Impresora integrada - 100µl
Rango de medición	0 □ 2000 mOsmol
Cantidad de muestra	100µl
Duración del ensayo	≤3min
Tiempo de preenfriamiento	≤3min
Error de medición	≤1%
Repetibilidad	≤1%
Linealidad	≤1%
Impresión	Impresora integrada
Registro de auditoría	Opcional
Temperatura ambiente	0 □ 30 °C; recomendado 15 □ 25 °C
Humedad relativa	≤60%

Especificación	0 □ 2000 mOsmol - Impresora integrada - 100μl
Alimentación eléctrica	220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (A×P×H)	225*275*345 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	420*545*580 m
Peso neto	12 kg
Peso bruto	25 kg

Aplicaciones

Camara de humedad, Humedad 1-60 %HR: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0~2000 mosmol y cantidad de muestra: 100μl.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0~2000 mosmol.

Adecuado cuando la especificacion requerida es cantidad de muestra: 100μl.

Adecuado cuando la especificacion requerida es duración de la prueba: ≤3min.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0~2000 mosmol antes de confirmar la compra.

Verifique cantidad de muestra: 100μl antes de confirmar la compra.

Verifique duración de la prueba: ≤3min antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0~2000 mosmol y cantidad de muestra: 100μl coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)