



Manejador automatizado de líquidos 5-200 µl

Código: B2-01-011085

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manejador automatizado de líquidos, ver detalles completos de Manejador automatizado de líquidos, Manejador automatizado de líquidos, sistema automatizado de pipeteo de laboratorio, estación automatizada de pipeteo - Belltronic

- Posiciones de placa: 4 pcs.
- Principio de pipeteo: desplazamiento de aire.
- Volumen de pipeteo: 5~200µl.
- Puntas: 50µl, 200µl Puntas to choose.
- Especificación de placa: microplaca de 96 pocillos, placa profunda de 96 pocillos, PCR plate, tubo de 8 tiras, depósito de aspiración, depósito de inyección.
- Función: aspirar, dispensar, soplar, mezclar y diluir.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5~200 µl - Pantalla táctil de 7 pulgadas - 100 VA
Posición de placa	4 piezas
Rendimiento	96
Principio de pipetaje	Desplazamiento de aire
Volumen de pipetaje	5~200 µl
Puntas	Puntas de 50 µl y 200 µl a elegir
Especificación de placa	Microplaca de 96 pocillos, placa de pocillos profundos de 96 pocillos, placa PCR, tira de 8 tubos, tanque de aspiración, tanque de inyección
Función	Aspirar, dispensar, purgar, mezclar, diluir
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Potencia	100 VA
Fuente de alimentación	100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas	635*270*555 mm
Dimensiones de empaque	760*410*690 mm
Peso bruto	42 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)