



Medidor portátil de residuos de pesticidas

Código: B2-01-011087

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Esta prueba portátil de residuos de pesticidas es portátil, de tamaño compacto y fácil de transportar, adopta el método de valor enzimático y muestra el resultado del valor.

Características

- 1. Sin ningún cálculo, mostrando el resultado de la inspección automáticamente.
- 2. Admite almacenamiento de 500 registros y transmisión USB.
- 3. Mediante prueba del método de inhibición enzimática.
- 4. Almacenar el reactivo suplementario en el refrigerador a 4-6°C, bajo costo.
- 5. Utilizando una fuente de luz semipermanente, de larga duración.
- 6. Diseño exquisito, fácil de transportar.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	±3% - ±2% - ±5%
Alimentación eléctrica	Batería de litio interna de 3,7 V, alimentación externa de 5 V
Almacenamiento	500 registros (cargue la figura en la máquina epistática cuando los registros guardados alcancen el límite superior; de lo contrario, se perderá la figura; pruebe después de eliminar la figura en el host)
Pantalla	LCD 128*64 mm
Exactitud de transmitancia	±3%
Repetibilidad de transmitancia	±2%
Error de linealidad	±5%
Botón	Pulsador suave Panasonic
Interfaz con PC	USB
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0~40 °C, humedad: 35~85%
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	580*210*450 mm
Peso bruto	7 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Camara de humedad, Humedad 35-85 %HR: la compra se decide principalmente por almacenamiento: 500 registros (cargue la figura en la máquina epistática cuando la cifra guardada alcance el límite superior, o la figura se perderá, pruebe después de eliminar la figura en el host) y mostrar: pantalla lcd de 128 x 64 mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es almacenamiento: 500 registros (cargue la figura en la máquina epistática cuando la cifra guardada alcance el límite superior, o la figura se perderá, pruebe después de eliminar la figura en el host).

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: pantalla lcd de 128 x 64 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de transmitancia: $\pm 3\%$.

Criterios de compatibilidad

Verifique almacenamiento: 500 registros (cargue la figura en la máquina epistática cuando la cifra guardada alcance el límite superior, o la figura se perderá, pruebe después de eliminar la figura en el host) antes de confirmar la compra.

Verifique mostrar: pantalla lcd de 128 x 64 mm antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de transmitancia: $\pm 3\%$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si almacenamiento: 500 registros (cargue la figura en la máquina epistática cuando la cifra guardada alcance el límite superior, o la figura se perderá, pruebe después de eliminar la figura en el host) y mostrar: pantalla lcd de 128 x 64 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)