



Medidor de difusión transdérmica velocidad 100-800 rpm

Código: B2-01-011090

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La unidad permite reflejar objetivamente la velocidad y el grado de penetración de preparaciones farmacológicas a través de la piel de animales vivos en un solvente especificado, y seleccionar científicamente fármacos efectivos con condiciones de absorción transdérmica. Es uno de los métodos estándar reconocidos internacionalmente para detectar liberación transdérmica de fármacos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	15 ml (estándar) - 100-800 r/min - $\pm 5\%$
Copa transdérmica	6 uds.
Capacidad de la célula	15 ml (estándar)
Rango de control de temperatura	30-40 °C
Precisión de control de temperatura	$\pm 0,1$ °C
Rango de velocidad de agitación	100-800 r/min
Precisión de velocidad	$\pm 5\%$
Alimentación eléctrica	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; opcional: 110 V, 50/60 Hz
Potencia	360 W
Dimensiones del embalaje	420*420*380 mm
Peso bruto	12 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 15 mL: la compra se decide principalmente por copa transdérmica: 6 piezas y capacidad de la celda: 15 ml (estándar).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es copa transdérmica: 6 piezas.

Adecuado cuando la especificación requerida es capacidad de la celda: 15 ml (estándar).

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de control de temperatura: 30-40 °C.

Criterios de compatibilidad

Verifique copa transdérmica: 6 piezas antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad de la celda: 15 ml (estándar) antes de confirmar la compra.

Verifique rango de control de temperatura: 30-40 °C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si copa transdérmica: 6 piezas y capacidad de la celda: 15 ml (estándar) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)