



Analizador de dosel vegetal 2 GB (tarjeta SD)

Código: B2-01-011114

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El analizador del dosel de las plantas se aplica ampliamente para la producción agrícola y la investigación agrícola, la investigación de los recursos energéticos del dosel, mide la intercepción de la luz entre el dosel de las plantas y investiga la relación entre el crecimiento y el desarrollo de las plantas, la calidad de la producción y la utilización de la luz.

Características

- Diseño de integración, incluye LCD, botones de operación, conector para tarjeta SD y sonda de medición.
- El funcionamiento del menú es sencillo, Tamaño pequeño y portátil.
- Gran capacidad de tienda, c Gestión conveniente de datos.
- Baja disipación de energía con gestión de energía razonable con acción de apagado y reinicio automático.
- Están disponibles los métodos de medición manual y automático.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0 ~ 2700 μmol /s - 2 GB (tarjeta SD) - 1 μmol /s
Rango de medición	0 ~ 2700 μmol /s
Resolución	1 μmol /s
Tiempo de respuesta	10 μs
Recolección automática Intervalo	1 ~ 99 mín.
Recolección automática Veces	1 ~ 99 veces
Almacenar Capacidad	2 GB (tarjeta SD)
Metro Yo longitud	750 mm
Sonda Longitud	500 mm
Cantidad de sensores	25 piezas(estándar)
Fuerza Suministrar	2 pilas AA
Temperatura de trabajo	0~60 °C
Humedad de trabajo	100% de humedad relativa
Tamaño del paquete	810*210*160 mm

Especificación	0 ~ 2700 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$ - 2 GB (tarjeta SD) - 1 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$
Peso neto/bruto	2/3 kg

Aplicaciones

2 GB (tarjeta SD) 0 C de 2 GB (tarjeta SD), 0 ~ 2700 mol m2 /s y 0~60 C: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0 ~ 2700 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$ y resolución: 1 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0 ~ 2700 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución: 1 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tiempo de respuesta: 10 μs .

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0 ~ 2700 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$ antes de confirmar la compra.

Verifique resolución: 1 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$ antes de confirmar la compra.

Verifique tiempo de respuesta: 10 μs antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0 ~ 2700 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$ y resolución: 1 $\mu\text{mol } \square / \text{s}$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)