



Sistema automático de imágenes de gel por quimioluminiscencia

Código: B2-01-011116

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aplicaciones: Detección de ácidos nucleicos: EB, SYBRGold, SYBRGreen, SYBRSafe, GelRed, GelGreen, Fluoresceína. Prueba de proteínas: tinción de plata, SDS-page, imágenes de luz visible. Detección de luminiscencia: Western Blot, Western Lightning, ECL, ECLplus.

Control totalmente automático de la lente y la fuente de luz.

Exposición automática precisa en el cálculo, sin necesidad de repetir el cálculo del tiempo de exposición.

Disparo con un botón, marcador y apilamiento automático de imágenes de quimioluminiscencia.

Cámara CCD ultrasensible de investigación científica criogénica, lente de gran apertura.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 490 x 515 x 845 mm · 1	pack 490 x 515 x 845 mm · 2
Resolución de la cámara	9,0 MP	12,0 MP
Temperatura de enfriamiento	-65 °C	-65 °C
Eficiencia fotosensible	95 %	95 %
Tamaño de píxel	3,75 x 3,75 µm	4,63 x 4,63 µm
Tiempo de exposición	1 ms a 60 min	1 ms a 60 min
Densidad de píxeles	16 bits (0-65535)	16 bits (0-65535)
Densidad óptica	≥4,8 OD	≥4,8 OD
Lente	Estándar F=0,95, 25 mm; opcional F=0,8, 25 mm	Estándar F=0,95, 25 mm; opcional F=0,8, 25 mm
Transmisión UV	302 nm	302 nm
Reflexión de luz blanca	LED de luz fría	LED de luz fría
Filtro	Estándar 590 nm, otros opcionales	Estándar 590 nm, otros opcionales
Área de captura	32 x 26 cm	32 x 26 cm
Apagado automático	1-60 min	1-60 min
Fuente de alimentación	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Tamaño del paquete	490 x 515 x 845 mm	490 x 515 x 845 mm
Peso bruto	40 kg	40 kg

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sistema automatico de imágenes de gel por quimioluminiscencia: compare Yo ente, Tamaño del píxel y EL D para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-011116.1: Yo ente: S estándar: F=0,95, 25 mm; Opcional: F=0,8, 25 mm; Tamaño del píxel: 3,75 x 3,75 μ m.

B2-01-011116.2: Tamaño del píxel: 4.63*4.63 micras; EL D: —.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita yo ente: s estándar: f=0,95, 25 mm; opcional: f=0,8, 25 mm y tamaño del píxel: 3,75 x 3,75 μ m.

Conviene cuando necesita tamaño del píxel: 4.63*4.63 micras y el d: —.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Yo ente, Tamaño del píxel y EL D. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendación de compra

Compre la alternativa que cubra Yo ente, Tamaño del píxel y EL D con margen segun su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)