



Silla de baño ajustable 150 kg

510*490*690mm

Silla de baño; Altura ajustable: 680~800mm; Carga: 150kg; Material: Aleación de aluminio y ABS; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 510 × 490 × 690mm; Peso neto: 2.6kg

Código: B2-01-011130.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	510*490*690mm B2-01-011130.1
Altura ajustable	680~800mm
Capacidad de carga	150kg
Material	Aleación de aluminio, ABS
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	510*490*690mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	400*120*650mm
Peso neto	2.6kg
Peso bruto	3.4kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)