



Cama hospitalaria giratoria manual 0-60°

Código: B2-01-011140

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cama hospitalaria giratoria manual B2-01-011140, ver detalles completos de Cama hospitalaria giratoria manual B2-01-011140, Cama hospitalaria giratoria manual, cama hospitalaria, Belltronic cama hospitalaria, Manual cama hospitalaria - Belltronic

- Tamaño externo(An.*Pr.*Al.): 2120*960*500mm(±10mm).
- Back ajustable: 0~70°.
- Leg ajustable: 55°~25°.
- Angulo de giro: 0~60°.
- Color: color cafe/azul.
- Diferencia: evita deslizamiento al elevar el respaldo(Only B2-01-011140).

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF401S - 2120*960*500mm(±10mm) - 0~70°
Model	MF401S
External Size(W*D*H)	2120*960*500mm(±10mm)
Back Adjustable	0~70°
Leg Adjustable	-55°~25°
Roll Over Angle	0~60°
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*320mm
Gross Weight	77kg
Colour	Coffee color/blue
Difference	Avoid sliding when lifting the back(Only MF402S)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)