



Cama infantil dimensiones 1886 × 900 × 650

Código: B2-01-011143

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Children's Hospital Bed is a high-quality pediatric hospital bed designed to meet the needs of young patients. The bed frame is made of high-strength aluminum alloy, which provides stable and reliable support for the bed. The bed surface is made of high-density foam material, which is comfortable and easy to clean. The bed rails are made of high-quality ABS material and are equipped with a child protection lock to ensure the safety of young patients.

Features

- 1. Bed frame made of high quality steel welding molding, electrostatic spraying surface, firm and durable, beautiful and generous.
- 2. ABS concealed hand crank with a light and free structure and two-way limit protection.
- 3. Casters adopt 5 inch silent casters, flexible rotation, safe and stable, high wear resistance, no noise, four corners with brake device.
- 4. The head of the bed and the end of the bed are molded by high-quality engineering plastic, beautiful appearance lock type installation, easy to disassemble.
- 5. Aluminum alloy folding guardrail is adopted on both sides, which can be easily closed and locked firmly to protect the safety of patients.

Especificaciones técnicas

Especificación	0~65° - 0~30°
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	1886*900*650mm(±10mm)
Ajuste del respaldo	0~65°
Ajuste de piernas	0~30°
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	① 2050*1050*350mm(en piezas, requiere instalación al llegar) ② 1900*960*1500mm(producto terminado, no requiere instalación al llegar)
Peso bruto	① 100kg; ② 150kg
Dimensiones de la superficie de la cama	1786*796mm(±10mm)

Aplicaciones

1. Confirm the bed size

Compare the bed surface with the size of the patients you will care for.

- **Bed Surface Size:** 1786*796mm(±10mm)

2. Review the positions

Check that the back and leg angles cover the positions your patients need.

- **Back Adjustable:** 0~65°
- **Leg Adjustable:** 0~30°

3. Plan the space

Confirm that the room has space for the bed's external dimensions and movement around it.

- **External Size(W*D*H):** 1886*900*650mm(±10mm)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)