



Silla de ruedas manual capacidad 100 kg dimensiones 1190 × 670 × 1200

Código: B2-01-011146

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. La palanca de ajuste sin pasos te permite ajustar el ángulo de la espalda, completa o medio acostado como deseas.
- 2. El tipo extraíble agranda la taza del inodoro. La taza del inodoro es profunda y ampliada para evitar fugas laterales. El tipo extraíble el diseño es limpio e higiénico y no libera olor.
- 3. El marco de la rueda de aleación de aluminio está equipado con neumáticos de PU de alta calidad sin aire, que son fáciles de cuidar y sin mantenimiento.
- 4. Se pliega de forma compacta y puede colocarse en el maletero, haciendo que sea fácil de llevar cuando viaja para satisfacer varias necesidades de viaje.
- Parámetros Técnicos

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	SYIV100-MFLG813 - PU wheel - 1190*670*1200mm
Model	SYIV100-MFLG813
Rear Wheel Configuration	PU wheel
Instrument Size(W*D*H)	1190*670*1200mm
Folded Size(W*D*H)	880*370*1000mm
Seat Size(W*D*H)	460*400*390mm
Seat Height	570mm
Seat Width	470mm
Seat Depth	470mm
Front Wheel Diameter	8 inches
Rear Wheel Diameter	24 inches
Loading Capacity	100kg
Net Weight	18.3kg
Gross Weight	21kg
Package Size(W*D*H)	920*370*1000mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Silla de ruedas manual de 100 kilos: la compra se decide principalmente por instrumento tamaño(w*d*h): 1190*670*1200mm y plegado tamaño(w*d*h): 880*370*1000mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es instrumento tamaño(w*d*h): 1190*670*1200mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es plegado tamaño(w*d*h): 880*370*1000mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es asiento tamaño(w*d*h): 460*400*390mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique instrumento tamaño(w*d*h): 1190*670*1200mm antes de confirmar la compra.

Verifique plegado tamaño(w*d*h): 880*370*1000mm antes de confirmar la compra.

Verifique asiento tamaño(w*d*h): 460*400*390mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si instrumento tamaño(w*d*h): 1190*670*1200mm y plegado tamaño(w*d*h): 880*370*1000mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)