



Cama hospitalaria de tres manivelas dimensiones 2180 × 1030 × 560

Código: B2-01-011149

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La cama de hospital de tres manivelas es versátil y totalmente ajustable, diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los pacientes en hospitales, clínicas y centros de atención a largo plazo. Equipada con tres manivelas manuales, esta cama permite a los cuidadores ajustar de forma independiente el respaldo, el reposapiernas y la altura de la cama, lo que proporciona máxima flexibilidad para la colocación y el cuidado del paciente.

Características

- 1. El tablero de la cama está hecho de acero laminado en frío de alta calidad, formado por punzonado; Spray electrostático en la superficie, anticorrosión, fácil de limpiar.
- 2. La cabecera y el final de la cama están hechos de plástico de alta calidad, formado en una sola vez; Con una apariencia hermosa e instalación tipo cerradura, puede insertar una tarjeta de cabecera.
- 3. Rueda de control central de lujo de 125 mm de diámetro, rotación flexible, frenado sincrónico, bloqueo conveniente y estable.
- 4. Cuatro barandillas de PP, los amortiguadores pueden controlar la velocidad y el ruido durante la elevación, brindando protección de seguridad.
- 5. Manivela oculta ABS con estructura ligera y libre y protección de límite bidireccional.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 2100*1050*460mm; 2100*1050*700mm(with wooden support)
Model	MF304S
Type	Punching
External Size(W*D*H)	2180*1030*560~740mm(±10mm)
Back Adjustable	0~70°
Leg Adjustable	0~30°
Overall Lifting Range	560~740mm
Packing Size(W*D*H)	2100*1050*460mm; 2100*1050*700mm(with wooden support)
Gross Weight	122kg; 160kg

Aplicaciones

Cama de hospital de tres manivelas de 500~740: la compra se decide principalmente por tipo: puñetazos y tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560~740 mm (± 10 mm).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo: puñetazos.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560~740 mm (± 10 mm).

Adecuado cuando la especificacion requerida es espalda ajustable: 0~70°.

Criterios de compatibilidad

Verifique tipo: puñetazos antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560~740 mm (± 10 mm) antes de confirmar la compra.

Verifique espalda ajustable: 0~70° antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tipo: puñetazos y tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560~740 mm (± 10 mm) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)