



Cama hospitalaria con lamas dimensiones 2120 x 960 x 500

Código: B2-01-011152

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La cama de hospital plana es un equipo médico básico pero esencial, diseñado para brindar comodidad y apoyo a los pacientes en los centros de atención médica.

Características

- 1. El tablero de la cama está hecho de acero laminado en frío de alta calidad; Spray electrostático en la superficie, anticorrosión, fácil de limpiar.
- 2. La cabecera y el final de la cama están hechos de plástico de alta calidad, formado en una sola vez; Con una apariencia hermosa e instalación tipo cerradura, puede insertar una tarjeta de cabecera.
- 3. Utilizando ruedas silenciosas de 5", rotación flexible, alta seguridad y estabilidad, resistencia al desgaste, sin ruido, con cuatro dispositivos de frenado.
- 4. Se utilizan barandillas plegables de aleación de aluminio en ambos lados, que se pueden retraer libremente y bloquear firmemente para proteger la seguridad de los pacientes.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF3S - Slatted - 2120*960*500(±10mm)
Model	MF3S
Type	Slatted
External Size(W*D*H)	2120*960*500(±10mm)
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*220mm
Gross Weight	55kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria de lamas: la compra se decide principalmente por tipo: listones y tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(±10).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo: listones.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(± 10).

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: cama hospitalaria de lamas.

Criterios de compatibilidad

Verifique tipo: listones antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(± 10) antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: cama hospitalaria de lamas antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tipo: listones y tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(± 10) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)