



## Cama hospitalaria de doble manivela dimensiones 2080 × 915 × 500

**Código:** B2-01-011153

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

## Introducción

La cama de hospital es una cama con funciones específicas, diseñada específicamente para el entorno médico específico y las necesidades de salud de los pacientes. Su invención no solo acerca el Evangelio a los pacientes y aumenta su comodidad, sino que también facilita la atención del personal médico y satisface sus necesidades de funciones específicas.

## Características

- 1. El marco de la cama está soldado y formado a partir de acero de alta calidad, y la superficie está rociada electrostáticamente con plástico, lo que lo hace fuerte, duradero y hermoso.
- 2. El tablero de la cama está hecho de placas de acero laminado en frío de alta calidad, estiradas y moldeadas. La superficie está recubierta con plástico electrostático para evitar la corrosión y es fácil de limpiar.
- 3. El codo de cama de acero tiene una apariencia hermosa, una instalación de bloqueo y un fácil desmontaje.
- 4. El tornillo basculante adopta una manivela oculta de metal con una estructura liviana y flexible, y el tornillo tiene un dispositivo de protección de límite bidireccional.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación       | MF205S - 2080*915*500mm(±10mm) - 0~75°(±5°) |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Model                | MF205S                                      |
| External Size(W*D*H) | 2080*915*500mm(±10mm)                       |
| Back Adjustable      | 0~75°(±5°)                                  |
| Leg Adjustable       | 0~35°(±5°)                                  |
| Packing Size(W*D*H)  | 2050*1000*150mm                             |
| Gross Weight         | 51kg                                        |

## Aplicaciones

Cama de hospital de doble manivela: la compra se decide principalmente por tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080\*915\*500mm(±10mm) y espalda ajustable: 0~75°(±5°).



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080\*915\*500mm( $\pm 10$ mm).

Adecuado cuando la especificacion requerida es espalda ajustable: 0~75°( $\pm 5^\circ$ ).

Adecuado cuando la especificacion requerida es pierna ajustable: 0~35°( $\pm 5^\circ$ ).

## Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080\*915\*500mm( $\pm 10$ mm) antes de confirmar la compra.

Verifique espalda ajustable: 0~75°( $\pm 5^\circ$ ) antes de confirmar la compra.

Verifique pierna ajustable: 0~35°( $\pm 5^\circ$ ) antes de confirmar la compra.

## Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

## Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080\*915\*500mm( $\pm 10$ mm) y espalda ajustable: 0~75°( $\pm 5^\circ$ ) coinciden con el requerimiento tecnico.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)