



Cama hospitalaria de doble manivela dimensiones 2120 x 960 x 500

Código: B2-01-011155

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La cama de hospital de doble manivela está diseñada para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad a pacientes en hospitales, clínicas y centros de atención domiciliaria. Esta cama cuenta con dos manivelas manuales: una para ajustar el respaldo y otra para subir o bajar la sección de piernas.

Características

- 1. El tablero de la cama está hecho de acero laminado en frío de alta calidad; Spray electrostático en la superficie, anticorrosión, fácil de limpiar.
- 2. La cabecera y el final de la cama están hechos de plástico de alta calidad, formado en una sola vez; Con una apariencia hermosa e instalación tipo cerradura, puede insertar una tarjeta de cabecera.
- 3. Utilizando ruedas silenciosas 5", rotación flexible, alta seguridad y estabilidad, resistencia al desgaste, sin ruido, con cuatro dispositivos de frenado.
- 4. Se utilizan barandillas plegables de aleación de aluminio en ambos lados, que se pueden retraer libremente y bloquear firmemente para proteger la seguridad de los pacientes.
- 5. Manivela oculta ABS con estructura ligera y libre y protección de límite bidireccional.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 2050*1000*220mm
Model	MF202S
Type	Slatted
External Size(W*D*H)	2120*960*500(±10mm)
Back Adjustable	0~70°
Leg Adjustable	0~30°
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*220mm
Gross Weight	67kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria de doble manivela con lamas: la compra se decide principalmente por tipo: listones y tamaño externo (an. x pr. x al.):



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2120*960*500(± 10).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo: listones.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(± 10).

Adecuado cuando la especificacion requerida es espalda ajustable: 0~70°.

Criterios de compatibilidad

Verifique tipo: listones antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(± 10) antes de confirmar la compra.

Verifique espalda ajustable: 0~70° antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tipo: listones y tamaño externo (an. x pr. x al.): 2120*960*500(± 10) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)