



Cama hospitalaria de una manivela dimensiones 2080 x 915 x 500

Código: B2-01-011160

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La cama de hospital es una cama con funciones específicas, diseñada específicamente para el entorno médico específico y las necesidades de salud de los pacientes. Su invención no solo acerca el Evangelio a los pacientes y aumenta su comodidad, sino que también facilita la atención del personal médico y satisface sus necesidades de funciones específicas.

Características

- 1. El marco de la cama está soldado y formado a partir de acero de alta calidad, y la superficie está rociada electrostáticamente con plástico, lo que lo hace fuerte, duradero y hermoso.
- 2. El tablero de la cama está hecho de placas de acero laminado en frío de alta calidad, estiradas y moldeadas. La superficie está recubierta con plástico electrostático para evitar la corrosión y es fácil de limpiar.
- 3. El codo de cama de acero tiene una apariencia hermosa, una instalación de bloqueo y un fácil desmontaje.
- 4. El tornillo basculante adopta una manivela oculta de metal con una estructura liviana y flexible, y el tornillo tiene un dispositivo de protección de límite bidireccional.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF101S - 2080*915*500mm(±10mm) - 0~75°(±5°)
Model	MF101S
External Size(W*D*H)	2080*915*500mm(±10mm)
Back Adjustable	0~75°(±5°)
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*150mm
Gross Weight	40kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria de una manivela: la compra se decide principalmente por tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080*915*500mm(±10mm) y espalda ajustable: 0~75°(±5°).



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080*915*500mm(± 10 mm).

Adecuado cuando la especificacion requerida es espalda ajustable: 0~75°($\pm 5^\circ$).

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: cama hospitalaria de una manivela.

Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080*915*500mm(± 10 mm) antes de confirmar la compra.

Verifique espalda ajustable: 0~75°($\pm 5^\circ$) antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: cama hospitalaria de una manivela antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño externo (an. x pr. x al.): 2080*915*500mm(± 10 mm) y espalda ajustable: 0~75°($\pm 5^\circ$) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)